

Lamprobe - Radiotermoliza zmian skórnych

Bezinwazyjna „Mikrochirurgia” XXI w. Precyzja i skuteczność!

Lamprobe wykorzystuje technologię fal radiowych. Zabiegi polegają... na przyłożeniu elektrody do miejsca zabiegowego. Następuje efekt termokoagulacji (np. naczyńka) lub termolizy- odparowania nieregularności skóry (np. ropne krostki trądzikowe). Później w tkance ulegają... osuszeniu. Istotną... zaletą... wyróżniającą... Lamprobe od innych urządzeń, jest fakt, że elektrody nie stają się gorące, tak więc nie dochodzi do poparzenia skóry.

Lamprobe produkowany w U.S.A. zatwierdzony przez FDA, posiada certyfikat CE.

W przeciwieństwie do standardowych zabiegów laserem lub ciekłym azotem, które działają na większą powierzchnię skóry, w lamprobe energia skierowana jest punktowo na zmianę/naczynko. Oznacza to większy komfort dla klienta, szybszy czas gojenia i nienaruszenie otaczających naczyń i tkanek.



Skóra ma swoje własne sposoby obrony przed uszkodzeniem. (Lamprobe™ czynki)



Właściwe użycie Lamprobe™ czynki w miejscach, gdzie występują zmiany skórne, prowadzi do znaczącej poprawy stanu skóry. W wielu przypadkach